



PROSEDUR PENYIMPANAN ALAT STERIL			
 RSUD Dr. SOEDARSO	No. Dokumen	No.Revisi	Halaman : 1/1
	010/065/31/AK-RSDS		
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit	Ditetapkan, Direktur  Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP.19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Tempat khusus yang dipergunakan untuk menyimpan alat – alat atau barang – barang yang sudah steril		
TUJUAN	Untuk menjaga kondisi sterilisasi alat – alat atau barang – barang yang sudah steril		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral		
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas CSSD mengeluarkan alat dari dalam mesin dan menyusunnya dirak-rak yang telah disediakan 2. Petugas CSSD memisahkan barang/alat dari karet, linen, dan instrumen 3. Petugas CSSD menempatkan barang/alat sesuai dengan nama ruangan 4. Petugas CSSD memeriksa rutin tentang kadaluarsa barang atau alat yang disimpan 5. Bila ada alat/barang yang sudah lewat tanggal kadaluarsa untuk diulang kembali 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPI 2. Ruang rawat inap 3. Ruang rawat jalan/poli 		