


 RSUD dr. Soedarso		PENGUNAAN ALAT SINGLE USE - REUSE																
		No. Dokumen :	Revisi :	Halaman:														
		010/065/044 - R01/ AK-RSDS/2018	01	1/2														
Standar Operasional Prosedur	Tanggal Terbit 8 Januari 2018	Ditetapkan Direktur  Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001																
Pengertian	<p>Alat Single Use adalah alat medis disposable yang dinyatakan oleh pabrik untuk penggunaan sekali pakai.</p> <p>Alat Re Usable adalah alat medis yang oleh rekomendasi pabrik dapat digunakan kembali.</p> <p>Alat single use - re use adalah alat medis single use yang akan digunakan kembali oleh karena pertimbangan pengadaan sulit di dapat dan harga yang mahal yang diatur dalam kebijakan</p>																	
Tujuan	Mengatur penggunaan alat single use yang akan digunakan kembali dengan tetap memperhatikan keamanan pasien																	
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso																	
Prosedur	1. Daftar Alat Medis Single Use - Re Use : <table border="1" data-bbox="584 1411 1445 1904"> <thead> <tr> <th>ALAT/BAHAN HABIS PAKAI</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIRKUIT VENTILATOR Evita -4</td> <td>Belum rusak/layak pakai</td> </tr> <tr> <td>SIRKUIT VENTILATOR HAMILTON</td> <td>Belum rusak/layak pakai</td> </tr> <tr> <td>SIRKUIT VENTILATOR PURITAN BENET</td> <td>Belum rusak/layak pakai</td> </tr> <tr> <td>SIRKUIT VENTILATOR SERVO 900C</td> <td>Belum rusak/layak pakai</td> </tr> <tr> <td>HUMIDIFIRE VENTILATOR</td> <td>Belum rusak/layak pakai</td> </tr> <tr> <td>BAHAN/ALAT DARI LOGAM STAINLESS</td> <td>Belum rusak/layak pakai</td> </tr> </tbody> </table>				ALAT/BAHAN HABIS PAKAI	KETERANGAN	SIRKUIT VENTILATOR Evita -4	Belum rusak/layak pakai	SIRKUIT VENTILATOR HAMILTON	Belum rusak/layak pakai	SIRKUIT VENTILATOR PURITAN BENET	Belum rusak/layak pakai	SIRKUIT VENTILATOR SERVO 900C	Belum rusak/layak pakai	HUMIDIFIRE VENTILATOR	Belum rusak/layak pakai	BAHAN/ALAT DARI LOGAM STAINLESS	Belum rusak/layak pakai
ALAT/BAHAN HABIS PAKAI	KETERANGAN																	
SIRKUIT VENTILATOR Evita -4	Belum rusak/layak pakai																	
SIRKUIT VENTILATOR HAMILTON	Belum rusak/layak pakai																	
SIRKUIT VENTILATOR PURITAN BENET	Belum rusak/layak pakai																	
SIRKUIT VENTILATOR SERVO 900C	Belum rusak/layak pakai																	
HUMIDIFIRE VENTILATOR	Belum rusak/layak pakai																	
BAHAN/ALAT DARI LOGAM STAINLESS	Belum rusak/layak pakai																	

PENGGUNAAN ALAT SINGLE USE - REUSE			
 RSUD dr. Soedarso	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman:
		01	2/2
	2. Prosedur sterilisasi Alat Single Use – Re use : <ol style="list-style-type: none"> Alat single use yang akan digunakan kembali harus di nilai oleh user (operator), apakah masih memenuhi syarat, tidak berubah bentuk, tidak berubah warna, tidak cacat dan mudah di gunakan kembali. Proses dekontaminasi, pembersihan, pengemasan, pelabelan sesuai SPO yang berlaku. Dalam kemasan harus dicantumkan catatan penggunaan alat yang berisi : kode, nama alat, nama penilai, tanggal sterilisasi, penggunaan, nama dan tanda tangan petugas yang melakukan sterilisasi. Alat single use – reuseable harus disimpan dalam tempat tersendiri Dilakukan pencatatan untuk evaluasi. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat Instalasi kamar Operasi Hemodialisa Intensive Care Unit Komite PPIRS 		