



DEKONTAMINASI AMBULANCE			
 RSUD dr. Soedarso	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	010/065/043-R.02/ AK-RSDS/2018	02	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 8 Januari 2018	 Ditetapkan Direktur Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001	
Pengertian	Kegiatan dalam membersihkan Ambulance sehingga siap pakai dan dalam keadaan bersih dan rapi.		
Tujuan	Mempersiapkan ambulance dalam keadaan bersih, rapi dan siap pakai.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso		
Prosedur	Persiapan: 1. Sarung tangan rumah tangga sampai siku. 2. Celemek kedap air. 3. Kacamata Pelindung. 4. Sepatu boot. 5. Topi. 6. Klorin 0,5% 7. Lap kain yang meresap. 8. Ember. 9. Sabun mobil 10. Kantong plastik untuk sampah. 11. Koran bekas. Prosedur: 1. Cuci tangan sebelum memakai sarung tangan rumah tangga. 2. Kenakan sarung tangan, celemek, sepatu boot. 3. Siapkan larutan klorin 0,5%. 4. Lap seluruh brankart dan dinding bagian dalam ambulance. 5. Setelah 10 menit lanjutkan cuci dengan menggunakan sabun mobil. 6. Jika ada tumpahan darah atau muntah harus diserap dulu dengan koran bekas sampai berkurang dan bisa dilap. 7. Bekas koran untuk menyerap dimasukkan ke kantong plastik untuk dibakar.		
Unit Terkait	Semua unit yang memberi pelayanan		